



Mixing Tips NT Flex & Break

Packung 50 Stück NT, mint



Artikelnr.: 294379

Hersteller: Müller-Omicron

Gewicht: 0.107 kg

Höhe: 40 mm

Breite: 140 mm

Länge: 230 mm

€ 45,31

Zzgl. MwSt.

Packung 50 Tips NT, mint

Der neue *Mixing Tip NT Flex & Break* vereinfacht die Applikation des Silikonkorrekturmaterials enorm. Insbesondere in der Sandwich-Technik / Doppelmischtechnik (1-step) ist diese Innovation eine große Erleichterung. Nach Applikation des Korrekturmaterials an der Präparation war es immer ein Problem eine große Menge in den Abdrucklöffeln zu applizieren, da der Intra-Oral-Tip eine sehr kleine Öffnung hat und sich in den meisten Fällen nicht ohne weiteres entfernen ließ. Dieses Ärgernis ist von nun an Geschichte. Dank der flexiblen Metallspitze, die sich um 360 Grad drehen lässt, kann das Material einfach, präzise und schnell auf die präparierten Zähne und in schwer zugänglichen Bereichen appliziert werden. Durch leichten Druck an der Sollbruchstelle wird der obere Teil des Tips einfach entfernt und wieder lässt sich das Material leicht und schnell auf die im Abdrucklöffel befindliche Masse applizieren.

Wie bei den anderen NT-Mischern spart man auch bei NT Flex & Break ca. 28% Material pro Tip.

- Biegbare, um 360° drehbare Kanüle für präzise und individuelle Applikation
- Abgerundetes Design minimiert eine Verletzung des Weichgewebes
- Integrierte Sollbruchstelle ermöglicht die schnelle und einfache Applikation größerer Materialmengen
- Die innovative NT-Mixer Design generiert 28% weniger Restmaterial pro Tip