



## Sinuslift Elevatoren

Stück PESIM1



Artikelnr.: 61856

Hersteller: Hu-Friedy

Gewicht: 0.028 kg

**€ 89,62**

*Zzgl. MwSt.*

### Stück Elevator PESIM1

Im Bereich der vacialen Kieferhöhlenwand wird vorsichtig ein Knochendeckel präpariert ohne Verletzung der Kieferschleimhaut. Anschließend wird der Knochendeckel nach cranio-medial in die Kieferhöhle eingeschwenkt, wobei die Kieferhöhlenschleimhaut mittels speziellen Kieferhöhlenraspatorien abgelöst und cranialwärts geschoben wird.