



## RelyX™ Unicem 2 Automix

Packung 8,5 g Automix-Spritze transluzent, Zubehör



Artikelnr.: 95925

Hersteller: Solventum Dental Solutions

Gewicht: 0.143 kg

Höhe: 53 mm

Breite: 142 mm

Länge: 225 mm

**€ 104,76**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 8,5 g Automix-Spritze transluzent, 10 Mischkanülen Standard, 5 Mischkanülen Breit, 5 Endo Tips (Aufsätze für Breite Mischkanülen)

Mit seinen hohen Haftwerten ermöglicht der 3M™ RelyX™ Unicem 2 Selbstadhäsive Komposit-Befestigungszement eine zuverlässige und komfortable Zementierung von Inlays, Onlays, Kronen und Brücken aber auch weiterer Indikationen, wie z.B. Maryland- und Onlaybrücken. Die praktische Form als Automix-Spritze bietet einfache Handhabung, flexible Dosierung und optimale Konsistenz zum Applizieren und Befestigen.

- Mischkanüle montieren und Zement direkt applizieren (Automix)
- Einfache und zeitsparende Anwendung
- Selbstadhäsiver und dualhärtender Hochleistungs-Kompositzement
- Verarbeitungszeit (inkl. Mischen): 3M™ RelyX™ Unicem 2 Automix Zement 2:00 Min.
- Lichthärtung: einflächig, von okklusal 0:20 Min; jede weitere Fläche zusätzlich 0:20 Min; 3M™ RelyX™ Fiber Post Wurzelstifte, von okklusal 0:40 Min.
- Selbsthärtung (ab Mischbeginn); Polymerisationsbeginn 3M™ RelyX™ Unicem 2 Automix Zement 2:30 Min.
- Polymerisationsende: 3M™ RelyX™ Unicem 2 Automix 6:00 Min.

Zur definitiven Zementierung von Inlays, Onlays, Kronen und Brücken (Vollkeramik, Komposit, Metall), Wurzelstifte, Zwei- oder dreigliedrige Maryland-Brücken (Selektive Schmelzätzung vorgeschrieben), Dreigliedrige Inlay- / Onlaybrücken (Selektive Schmelzätzung vorgeschrieben), Vollkeramik-, Komposit- und Metall-Restaurationen auf Implantat-Abutments.