

**Panasil monophase Medium**

Дата ревизии: 21.09.2022

страница 1 из 6

**РАЗДЕЛ 1: Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике**

**Идентификатор продукта**

Panasil monophase Medium

**Другие коммерческие наименования продукта**

Panasil monophase

**Соответствующие установленные области применения вещества или смеси и применение, рекомендованное против**

**Использование вещества/смеси**

Медицинский прибор для использования в стоматологии, соблюдайте инструкцию по применению.

**Данные о поставщике в паспорте безопасности**

|                            |                          |                              |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Компания:                  | Kettenbach GmbH & Co. KG |                              |
| Улица:                     | Im Heerfeld 7            |                              |
| Город:                     | D-35713 Eschenburg       |                              |
| Телефон:                   | + 49(0) 2774/705-0       | Телефакс: +49 (0)2774/705-66 |
| Электронная почта:         | info@kettenbach.com      |                              |
| Интернет:                  | www.kettenbach.com       |                              |
| Ответственный Департамент: | R&D                      |                              |

**РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности (опасностей)**

**Классификация вещества или смеси**

**Регламентом (ЕС) № 1272/2008**

Эта смесь не классифицируется как опасная в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008.

**Элементы маркировки**

**Регламентом (ЕС) № 1272/2008**

**Предупреждения**

|                |                                                                                                                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P501           | Упаковку/содержимое Утилизируйте содержимое/контейнер в соответствии с местными/региональными/национальными международными правилами..                                            |
| P305+P354+P338 | ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Немедленно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. |
| P280           | Использовать перчатки.                                                                                                                                                            |

**Дополнительная рекомендация**

Как изделие является продуктом по ЕС-директивам или по национальным законам, не подлежащим обязательной маркировке.

**Другие опасности**

Нет особых опасностей.

**РАЗДЕЛ 3: Состав (информация о компонентах)**

**Смеси**

**Опасные компоненты**

не (в соответствии с Регламент (ЕС) № 1907/2006 (REACH))

**РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи**

**Описание мер первой помощи**

## Паспорт безопасности

### Panasil monophase Medium

Дата ревизии: 21.09.2022

страница 2 из 6

#### Общие рекомендации

Симптомы: Симптомы неизвестны до сих пор.

#### При вдыхании

неприменимо

#### При попадании на кожу

In general the product is not skin irritative.

#### При контакте с глазами

Сразу же осторожно и основательно промыть душем для глаз или водой. При появлении или продолжении жалоб посетить окулиста.

#### При попадании в желудок

При длительном недомогании посетить доктора.

### РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

#### Средства пожаротушения

##### Подходящие средства пожаротушения

Водяной туман. Пена. Двуокись углерода (CO<sub>2</sub>).

#### Особые факторы риска, источником которых является вещество или смесь

Не подходит.

#### Меры предосторожности для пожарных

Согласовать меры по тушению пожара с условиями окружающей среды.

### РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

#### Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и чрезвычайные меры

##### Общие указания

Not required.

#### Предупредительные меры по охране окружающей среды

Не допускать попадания в канализацию или водоемы.

#### Методы и материалы для локализации и очистки

##### Дополнительная информация

Собрать механически.

#### Ссылка на другие разделы

No release of hazardous substances.

### РАЗДЕЛ 7: Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

#### Меры предосторожности при работе с продуктом

##### Информация о безопасном обращении

Особые меры предосторожности не обязательны.

##### Рекомендации по защите от возгорания и взрыва

Особые меры предосторожности не обязательны.

##### Рекомендации по общей промышленной гигиене

Необходимо принимать обычные меры предосторожности при обращении с химическими веществами. Избегать контакта с кожей, глазами и одеждой.

##### Дальнейшие указания

Особые меры предосторожности не обязательны.

#### Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

Panasil monophase Medium

Дата ревизии: 21.09.2022

страница 3 из 6

**Указания по совместному хранению**

Not required.

**Особые конечные области применения**

Not required.

**РАЗДЕЛ 8: Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты**

**Параметры контроля**

**Дополнительные указания к граничным значениям**

Пока не установлены национальные предельные значения.

**Регулирования воздействия**

**Подходящие технические устройства управления**

неприменимо

**Защитные и гигиенические меры**

**Защита глаз/лица**

Not required.

**Защита рук**

Одноразовые перчатки.

Соответствующий материал: PE (полиэтилен).

Неподходящий материал: NR (Натуральный каучук, Натуральный латекс).

Рекомендуемую выяснить химическую стойкость указанных выше защитных перчаток для специального применения у производителя.

**Защита кожи**

Not required.

**Защита дыхательных путей**

При надлежащем применении в нормальных условиях защищать органы дыхания не требуется.

**Регулирование воздействия на окружающую среду**

Not required.

**РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства**

**Информация об основных физико-химических свойствах**

|                                                                        |                            |                           |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Физическое состояние вещества:                                         | Паста                      |                           |
| Цвет:                                                                  | Catalyst: white Base: blue |                           |
| Запах:                                                                 | без запаха                 |                           |
| Точка плавления/точка замерзания:                                      |                            | неприменимо               |
| Температура кипения или температура начала кипения и диапазон кипения: |                            | неприменимо               |
| pH:                                                                    |                            | нейтральный               |
| Растворимость в воде:                                                  |                            | нерастворимый             |
| Давление пара:                                                         |                            | неприменимо               |
| Плотность (при 20 °C):                                                 |                            | ca. 1,5 g/cm <sup>3</sup> |

**Другие данные**

**Информация в отношении классов физической опасности**

Взрывоопасные свойства  
не взрывоопасный.

**РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность**

**Реакционная способность**

Нет при нормальном использовании.

**Panasil monophase Medium**

Дата ревизии: 21.09.2022

страница 4 из 6

**Химическая устойчивость**

Нет при нормальном использовании.

**Возможность опасных реакций**

Нет при нормальном использовании.

**Условия, которых следует избегать**

Нет при нормальном использовании.

**Несовместимые материалы, которых следует избегать**

Нет при нормальном использовании.

**Опасные продукты разложения**

Нет при нормальном использовании.

**РАЗДЕЛ 11: Информация о токсичности**

**Данные о токсикологическом воздействии**

**Острая токсичность**

Острая токсичность, оральный LD50: > 2000 мг/кг Крыса

**ATE<sub>тих</sub> рассчитанный**

ATE (оральный) > 2000 мг/кг; ATE (кожный) > 2000 мг/кг; ATE (ингаляционный испарение) > 20 мг/л;

ATE (ингаляционный пыль/туман) > 5 мг/л

**Раздражение и коррозия**

Раздражающее действие на кожу: Не раздражающий.

Раздражающее действие на глаза: Не раздражающий.

**Сенсибилизирующее действие**

не сенсибилизирующий.

**Информация о других опасностях**

**Дополнительная информация**

Нет при нормальном использовании.

**РАЗДЕЛ 12: Информация о воздействии на окружающую среду**

**Токсичность**

продукт не был проверен.

**Стойкость и разлагаемость**

продукт не был проверен.

**Потенциал биоаккумуляции**

продукт не был проверен.

**Мобильность в почве**

продукт не был проверен.

**Результаты оценки PBT и vPvB**

Вещества в смеси не соответствуют критериям PBT/vPvB согласно REACH, приложение XIII.

**Эндокринные разрушающие свойства**

Данный продукт не содержит вещество, обладающее свойствами, нарушающими работу эндокринной системы у нецелевых организмов, поскольку ни один из компонентов не отвечает этим критериям.

**Дополнительная рекомендация**

Не допускать попадания в канализацию или водоемы.

1 (слабо опасен для воды)

Не попадает при надлежащей обработке в сточные воды.

**РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по удалению отходов (остатков)**

## Паспорт безопасности

## Panasil monophase Medium

Дата ревизии: 21.09.2022

страница 5 из 6

**Методы утилизации отходов****Рекомендация**

Удалить в соответствии с официальными согласованиями.

**Отходы с осадков / неиспользованные продукты**

070217 WASTES FROM ORGANIC CHEMICAL PROCESSES; wastes from the MFSU of plastics, synthetic rubber and man-made fibres; waste containing silicones other than those mentioned in 07 02 16

**Отходы с осадков**

200399 MUNICIPAL WASTES (HOUSEHOLD WASTE AND SIMILAR COMMERCIAL, INDUSTRIAL AND INSTITUTIONAL WASTES) INCLUDING SEPARATELY COLLECTED FRACTIONS; other municipal wastes; municipal wastes not otherwise specified

**Утилизация неочищенной упаковки и рекомендуемые средства очистки**

Полностью опустошённая упаковка может быть утилизирована.

**РАЗДЕЛ 14: Информация при перевозках (транспортировании)****Сухопутный транспорт (ADR/RID)**

Номер ООН или N/A  
идентификационный номер:  
Надлежащее отгрузочное N/A  
наименование:  
Категория опасности при N/A  
транспортировке:  
Упаковочная группа: N/A

**Доставка по внутренним водным путям (ADN/ADNR)**

Номер ООН или N/A  
идентификационный номер:  
Надлежащее отгрузочное N/A  
наименование:  
Категория опасности при N/A  
транспортировке:  
Упаковочная группа: N/A

**Морская доставка (IMDG)**

Номер ООН или N/A  
идентификационный номер:  
Надлежащее отгрузочное N/A  
наименование:  
Категория опасности при N/A  
транспортировке:  
Упаковочная группа: N/A  
Группа разделения: 4 - chlorates

**Воздушный транспорт (ICAO-TI/IATA-DGR)**

Номер ООН или N/A  
идентификационный номер:  
Надлежащее отгрузочное N/A  
наименование:  
Категория опасности при N/A  
транспортировке:  
Упаковочная группа: N/A  
Источник опасности: N/A

**Специальные меры предосторожности для пользователя**

N/A

**Panasil monophase Medium**

Дата ревизии: 21.09.2022

страница 6 из 6

**Перевозка массовых грузов в соответствии с Приложением II МАРПОЛ 73/789 и Кодексом МКХ**

N/A

**Другая дополнительная информация**

Не классифицировано в качестве опасного продукта в смысле транспортных предписаний.

**РАЗДЕЛ 15: Информация о национальном и международном законодательстве**

**Нормативы по охране и гигиене труда и природоохранительное законодательство/нормативы, характерные для данного вещества или смеси.**

**Национальные предписания**

Класс загрязнения воды (D): 1 - слабо опасен для воды

**Оценка химической безопасности**

Для этого вещества не требуется оценка безопасности вещества.

**РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация**

**Редакционные примечания**

Update 2022-09-21

**Дополнительная информация**

Данные базируются на сегодняшнем уровне наших знаний, однако они не представляют собой гарантию свойств продукта и не являются основой для договорных правовых связей.

Действующие законы и постановления должны соблюдаться получателем наших продуктов под собственную ответственность.

*(Данные по опасным ингредиентам были взяты из информационных листов по технике безопасности субподрядчиков в их последней актуальной редакции.)*