

Wir leben Dental. Seit 1911.

GERL.

Abheben in die neue

# First Class Prophylaxe

mit der ABC MACHINE

Exklusiv bei  
GERL. inkl. Cart  
zum **Frühbucher-  
Preis**

NEU

**ABC**  
MACHINE

**Live on Tour**  
Roadshow-Termine  
online



# ABC

## MACHINE

### Die Zukunft der Prophylaxe

Das neue Prophylaxegerät verbindet modernste Technik mit elegantem Design und setzt neue Maßstäbe in der professionellen Zahnreinigung. Das duale Heizsystem versorgt Ultraschall- und Pulverstrahlfunktion mit temperiertem Wasser und gewährleistet so eine kontinuierlich stabile Warmwassertemperatur für mehr Behandlungsqualität, Patient:innenkomfort und Effizienz.

Die ergonomischen Handstücke aus hochwertigem Titan bieten maximale Präzision und Langlebigkeit. Die beleuchtete Pulverkammer ermöglicht eine klare Sicht auf Füllstand und Pulver, während das multifunktionale Display mit vielseitigen Einstellmöglichkeiten eine intuitive Bedienung garantiert.

Ein leistungsstarkes Gerät, das Praxisabläufe optimiert und den Komfort für Patient:innen neu definiert.

#### Funktionen

- Supragingivales Scaling
- Subgingivales Scaling
- Ultraschall-Wurzelkanalbehandlung
- Schonende Implantatreinigung

**Inkl. GERL.  
Service-  
Garantie**



# Titan Handstücke

Das neue Pulverstrahlhandstück setzt neue Maßstäbe in Präzision und Handling. Dabei bietet die integrierte LED-Beleuchtung jederzeit optimale Sicht auf das Arbeitsfeld und ermöglicht hochpräzise Ergebnisse, selbst in schwer einsehbaren Bereichen.

Gefertigt aus einer hochwertigen Titanlegierung überzeugen beide Handstücke durch das geringe Gewicht, außergewöhnliche Langlebigkeit und eine rutschfeste Haptik. So liegt es angenehm sicher in der Hand und sorgt für maximalen Komfort während jeder Behandlung.

#### Im Lieferumfang enthalten:

##### ZEG-Handstück

2x Titanium YZ-3L mit Licht

##### Pulverstrahlhandstück

1x Supra Pulverstrahl aus Titan mit Licht AP-3L

1x Sub Pulverstrahl aus Titan AP-3M



LED-  
Pulverstrahl-  
handstück



# Multifunktions Display

Das intuitive, multifunktionale Display macht die Bedienung so einfach wie nie zuvor. Mit einer Benutzeroberfläche in 14 Sprachen und individuell einstellbaren Optionen von Tastentönen und Displayhelligkeit bis hin zur Wahl der Wasserversorgung zwischen integriertem Tank und externer Wasserversorgung, passt sich das System perfekt an die Bedürfnisse Ihrer Praxis an.

Besonders komfortabel: Sobald ein Handstück aufgenommen wird, erkennt das Gerät automatisch den passenden Modus und zeigt ihn direkt auf dem Display an. Für maximale Effizienz, klare Orientierung und ein durchgängig reibungsloses Arbeiten.

#### Ultraschallmodi:

G-Modus: Ultra-Scaling, Soft-Scaling

P-Modus: Parodontologie, Implantatreinigung

E-Modus: Endodontologische Behandlung

**Abgestimmt  
auf Ihre  
Bedürfnisse**

**ABC**  
MACHINE

# Beleuchtete Pulverkammer

Die beleuchtete Pulverkammer bietet jederzeit eine klare Sicht auf den Füllstand und die Pulverqualität. Mittels Einfüllhilfe für die Pulver wird das Befüllen erleichtert. So arbeitet das Praxisteam sicherer und mit einem spürbar höheren Bedienkomfort.

#### Pulverkammer

1x Sub Pulverkammer  
1x Supra Pulverkammer

#### Pulverkammerbeleuchtung

Weißes Licht: Natriumhydrogencarbonat und Natrium Bicarbonat Pulver  
Grünes Licht: Erythritol, Glycin oder Tagatose Pulver

Neues  
Design





**Cart im  
Lieferumfang  
enthalten**



Mehr zur  
**ABC MACHINE**  
erfahren

# Ihre neue **ABC Machine**



Art. Nr. 296055

**€ 7.990,-**

#### Im Lieferumfang enthalten


- 2x Pulverstrahlhandstücke:  
1x Supra mit Licht (AP-3L), 1x Sub (AP-3M)
- 2x ZEG Handstücke mit Licht: YZ-3L
- 1x Cart
- 1x Wassertank 1.400 ml
- 1x Supra Pulverkammer
- 1x Sub Pulverkammer
- 1x Kabelloser Fußanlasser
- 1x Kabel Fußanlasser
- 1x Netzkabel
- 1x Wasserzuleitungsschlauch
- 1x Luftzuleitungsschlauch
- 1x ZEG Handstückschlauch
- 1x Pulverstrahlstücksschlauch
- 1x Pulvereinfüllhilfe
- 22x Scaling Tips: 2x P50L, 2x P50R, 2x P58, 2x P59,  
2x G4, 2x P1, 2x P33, 2x P9, 2x P56, 2x E60, 1x P94, 1x P95
- GERL. Vor-Ort Service - ohne lange Ausfallzeiten



# Scaling Tips

Im Lieferumfang der ABC MACHINE:  
22 Scaling Tips

Perio Set: 2x P50L, 2x P50R, 2x P58, 2x P59  
Scaling Set: 2x G4, 2x P1, 2x P33, 2x P9  
Weitere Tips: 2x P56, 2x E60, 1x P94, 1x P95



**ABC** | AIRSTREAM  
BIOFILM  
CLEARANCE

# GERL. Service-Garantie

#### Wartung vor Ort in Ihrer Praxis

Unsere Techniker:innen kommen zu Ihnen für einen schnellen Service

#### Zuverlässiger Support

Wir garantieren mit über 130 Spezialist:innen schnelle Hilfe vor Ort

#### Top Ausstattung

Weitere Scaling Tips und Ersatzteile immer sofort lieferbar

#### Unschlagbare Preise

First Class Qualität zum unschlagbaren Preis

**First Class  
Service**



# ABC

## MACHINE

### Live on Tour mit GERL.

**Ready for take off?** Schnallen Sie sich an – dieses Event hebt ab!

Feiern Sie mit uns die Premiere unseres neuen Prophylaxegeräts und erleben Sie ein Event, das Innovation und Lifestyle auf einzigartige Weise verbindet. Gehen Sie an Bord unserer exklusiven ABC MACHINE Roadshow!

An ausgewählten Destinationen präsentieren wir Ihnen die brandneue ABC MACHINE erstmals live – eindrucksvoll inszeniert und begleitet von unseren erfahrenen Dentalhygieniker:innen sowie Produktspezialist:innen, die Ihnen aus erster Hand zeigen, was moderne Prophylaxe heute leisten kann.

Bereits beim Boarding empfangen wir Sie mit einem stilvollen Sektempfang, begleitet von erstklassigem Catering auf First Class Niveau. Im Anschluss laden wir Sie ein, den Abend in entspannter Atmosphäre ausklingen zu lassen. An unseren Getränkebars entsteht ein Raum für inspirierende Gespräche und neue Verbindungen.

**Checken Sie bequem online ein und sichern Sie sich schon heute Ihren Sitzplatz in der First Class. Dieses Event ist mehr als eine Produktpremiere – es ist ein Erlebnis, das in Erinnerung bleibt.**

| Destination | Take Off           | Boardingzeit    |
|-------------|--------------------|-----------------|
| Bielefeld   | 06. Mai 2026       | 17:00-20:00 Uhr |
| Hamburg     | 01. Juli 2026      | 17:00-20:00 Uhr |
| Hannover    | 02. Juli 2026      | 17:00-20:00 Uhr |
| Nürnberg    | 15. Juli 2026      | 17:00-20:00 Uhr |
| Würzburg    | 16. Juli 2026      | 17:00-20:00 Uhr |
| München     | 22. Juli 2026      | 17:00-20:00 Uhr |
| Stuttgart   | 23. Juli 2026      | 17:00-20:00 Uhr |
| Mannheim    | 29. Juli 2026      | 17:00-20:00 Uhr |
| Offenbach   | 30. Juli 2026      | 17:00-20:00 Uhr |
| Dresden     | 23. September 2026 | 17:00-20:00 Uhr |

**Gehen Sie mit uns an Bord!**



Terminänderungen vorbehalten. Änderungen sind online einsehbar.

**! Weitere Roadshow-Termine finden Sie online.**

Jetzt einchecken





# Wir leben Dental. Seit 1911.

**GERL.**

[gerl-dental.de](http://gerl-dental.de)

