

GAMMEX® Non-Latex Sensitive

OPERATIONSHANDSCHUHE

OP-Handschuh aus Neopren, frei von Beschleunigerchemikalien mit einer herausragenden Kombination aus Tastsensibilität und Robustheit

HAUPTMERKMALE UND VORTEILE:

- Latexfreier OP-Handschuh, frei von Beschleunigerchemikalien, der das Risiko einer Typ-I-Latexallergie eliminiert und die Gefahr einer Typ-IV-Chemikalienallergie und Hautreizung minimiert.
- Sein SENSOPRENE™-Material ermöglicht einen dünneren und dennoch robusten Handschuh mit hoher Tragekomfort und großer Strapazierfähigkeit.
- Für erhöhte Tastsensibilität und Fingerbeweglichkeit durchschnittlich 30 % dünner als die OP-Standardhandschuhe aus Neopren von Ansell
- Glattes, mikrotexturiertes Griffprofil für sicheres Führen von Instrumenten
- Getestet für die Handhabung von Zytostatika und einem breiten Spektrum von allgemein in Krankenhäusern verwendeten Chemikalien*

* Wenden Sie sich für Informationen über die jeweiligen Permeationszeiten der Zytostatika und weitere Empfehlungen an den Ansell-Kundendienst.

Empfohlen für

- Alle chirurgischen Verfahren, insbesondere sensible Eingriffe in der Augen-, Mikro- und Gefäßchirurgie
- Schutz des medizinischen Mitarbeiters und Patienten vor einer Typ-I-Latexallergie und Minimierung des Risikos einer Typ-IV-Chemikalienallergie
- Getestet für die Handhabung von Zytostatika
- Ideal als Außenhandschuh bei einer Doppelbehandschuhung

INTEGRIERTE TECHNOLOGIEN



A.R.T.
Pinhole Barrier Technology



DERMASHIELD™
Donning Aid Technology



SENSOPRENE™
Ultra Thin Neoprene Technology



ERGOFORM™
Ergonomic Design Technology



GAMMEX® Innovationen, die schützen

Inspiziert vom Innovationsgeist von Ansell halten die OP-Handschuhe der GAMMEX®-Reihe immer Schritt mit den Entwicklungen im Anforderungsprofil der Chirurgie. Einzigartige Materialmischungen, modernste Technologien, ergonomischer Tragekomfort und herausragende Schutzleistung, das alles sind Gründe, aus denen medizinisches Personal uns weltweit die Sicherheit seiner Hände anvertraut.

GAMMEX® Non-Latex Sensitive

OPERATIONSHANDSCHUHE

PRODUKTINGFORMATIONEN

Material	Neopren (Polychloropren)
Puder Inhalt	Pudermfrei
Farbe	Naturfarben
Dicke	Micro
Manschetten-Stil	Rollrand mit SUREFIT™-Technologie
Externe Handschuhoberfläche	Glatt mit mikrotextrierter Beschichtung
Interne Handschuhoberfläche	Polymerbeschichtung (DERMASHIELD™-Technologie)
Allergie-Prävention	Typ-I-Latex-, Typ-IV-Chemikalienallergie
Grip-Niveau	Mittel
Doppel Behandschuhung Empfehlung	Außenhandschuh
Getestet Zur Verwendung mit Chemotherapeutika	Ja, gemäß ASTM D6978 und US FDA
Freiheit von Löchern (Inspektionsstufe I)	0.65 AQL
Steril	Ja
Produktstandards	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, EN 16523-1, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Qualitäts-/Umweltnormen	EN 556, ISO 11137-Part 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, Korean GMP
Verpackung	50 Paar/Schachtel; 4 Schachteln/Karton/Umkarton; 200 Paar/Karton/Umkarton
Haltbarkeit	3 Jahre
Lageranleitungen	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. an einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren. Von Ozon- und Zündquellen fernhalten
Chemische Vulkanisierbeschleuniger	Keine

BESTELLINFORMATIONEN

Größe	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Bestellnummer	340007055	340007060	340007065	340007070	340007075	340007080	340007085	340007090

Wenden Sie sich für Bestellungen oder weitere Informationen bitte an Ihren Ansell-Ansprechpartner.

Nordamerika
Tel. (USA): +1 800 952 9916
Tel. (KANADA): +1-844-494-7854
E-Mail: insidesalesus@ansell.com
Sandel Tel (USA): 866 764 3327
Sandel email: sandel-cs@ansell.com

Mittel- und Südamerika
Tel.: +52 (442) 296 20 50
E-Mail: cs@ansell.com
Brasilien
Tel.: + 55 11 3356 3100
E-Mail: luvas.medicas@ansell.com

Europa, Naher Osten und Afrika
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
E-Mail: info@ansell.eu

Asiatisch-Pazifischer Raum
Tel.: +603 8310 6688
E-Mail: apac.medical@ansell.com

Indien
Tel.: +91 22 38124500
E-mail: info.india@ansell.com
Australien und Neuseeland
Tel.: +61 3 9270 7270
E-Mail: protection@ap.ansell.com
China
Tel.: +86(21) 3827 5005
Email: infochina@ansell.com