

Smile2

Artikelnr.: 07402

Hersteller: KevinPeter

Preis auf Anfrage



Produkteigenschaften:

- Mobiler, intraoraler Farbscanner mit einem Gewicht von lediglich 200g
- Kabelgebunden, USB-C Anschluss mit direkter Stromversorgung
- Aktiv erwärmte Scanspitze in zwei Größen bis zu 150-mal autoclavierbar
- Scanspitzen Standard 22x18mm & klein 18x16mm
- Zwei Power-Buttons für unkomplizierten OK- & UK-Scan
- Ultraschnelle Scans mit einer Präzision von 15µm auf den gesamten Kiefer
- Artificial Intelligence (AI) Scanning – Überschüssiges Weichgewebe wird automatisch rausgerechnet
- Inkl. SW-Lizenz, Scannerablage & Zubehör
- Inkl. CAI-, Ortho Simulator- und Modelbuilder Software - Updates kostenlos!
- Datenausgabe im STL-, PLY Format, sowie als Dental Project (Exocad)

- Anbindung an die Exocad-Chairside-Software möglich
- Datenversand über die Dental Cloud (kostenlos für Praxis und Labor)
- **Ultra Performance 16" Laptop**, inkl. 24 Monate Bring-In Service

Optionen und Dienstleistungen:

Alle Preise auf Anfrage.

<p>*Inklusive 16" Ultra-Performance-Notebook - i9 14900HX, RTX 5070 8GB, 64GB DDR5 – 2TB SSD – Win 11 Pro – inkl. 24 Monate Bring-In Service</p>
<p>GERL.io Scan Cart – inkl. 24" Touch Monitor, PC Elite Ultra (64GB RAM, RTX 4070 8 GB, Ultra 9 185H, 1TB SSD & Win11), Hygiene- Maus und Tastatur Ersetzt den im Angebot enthaltenen Laptop! Mehrpreis:</p>
<p>USV – Unterbrechungsfreie Stromversorgung für das GERL.Scan Cart</p>
<p>Scanspitze GERL.io Smile 2 – Standard (L)</p>
<p>Scanspitze GERL.io Smile 2 – klein (S)</p>
<p>Anlieferung, Montage und Installation, pauschal</p>
<p>Einweisung in Hard- und Software, pauschal</p>