



## RG Dentaclean C3+ 20L



Artikelnr.: 07505

Hersteller: Richard Geiss GmbH

**€ 164,00**

*Zzgl. MwSt.*

---

### Reinigung neu gedacht.

Einfach, effizient, nachhaltig

Jeder, der einen 3D-Drucker in seiner Praxis oder in seinem Labor nutzt, kennt es:

Gesättigtes Isopropanol aus dem Waschgerät sammelt sich in der Praxis oder im Labor in Kanistern und wartet darauf zum Wertstoffhof gebracht zu werden. Ein Prozess, der aufwendig, zeitintensiv und kostenpflichtig ist.

### Das geht smarter.

Bei Ihrer Erstbestellung erhalten Sie die frische Lösung im Kanister. Die Erstbestellung enthält zudem einen leeren Kanister zur Befüllung der aufgebrauchten Reinigungslösung. Den leeren Kanister nutzen Sie für die verbrauchte Lösung. Erst bei der zweiten Bestellung geben Sie den Kanister mit der aufgebrauchten Reinigungslösung ab.

Die Richard Geiss GmbH holt die aufgebrauchte Reinigungslösung nach Beauftragung bei Ihnen ab.

### Und das Beste:

Sie erhalten bei der Abholung durch die Richard Geiss GmbH einen Übernahmeschein der als Nachweis für eine fachgerechte Entsorgung dient. Die Lösung wird durch die Richard Geiss GmbH nicht entsorgt, sondern aufbereitet und wiederverwendet. So schließt sich der Kreislauf.

Sie sparen Zeit, Ressourcen und tun gleichzeitig etwas für die Umwelt indem Sie CO<sub>2</sub> einsparen.

### Einfach bestellen, tauschen und einen Teil zur Nachhaltigkeit beitragen.

Lassen Sie sich von unseren Hightech-Spezialist:innen beraten.