



Screw-In Cups

Packung 100 Stück weiß ISO 060



Artikelnr.: 100699
Hersteller: Edenta
Gewicht: 0.045 kg
Höhe: 21 mm
Breite: 79 mm
Länge: 124 mm

€ 25,54

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Bürsten weiß ISO 060

Polierer mit Schraubgewinde und Spritzschutz, ohne Abrasivstoffe zur Beseitigung von Zahnbelägen, mit Polierpaste. Zum Einschrauben in alle bekannten Prophylaxe-Winkelstücke oder in das wiederverwendbare Schraub-Mandrell 4039RA. Optimale Drehzahl 1.500 U/min.

Cup weiß - Standard Polierer, zum Entfernen von Zahnbelag und zum Polieren.

Cup rosa - Weicher Polierer, zum Entfernen von Zahnbelag in Sulkusnähe, zur Schonung des Weichgewebes.

Cup gelb - Harter Polierer, zum Entfernen von starkem Zahnbelag und Verfärbungen.