



## HeraCeram®

Dose 2 ml Paste opaker PO A3,5



Artikelnr.: 10070  
Hersteller: Kulzer  
Gewicht: 0.018 kg  
Höhe: 43 mm  
Breite: 37 mm  
Länge: 40 mm

**€ 34,08**

Zzgl. MwSt.

**Dose** 2 ml Paste opaker PO A3,5

Hoch schmelzende Verblendkeramik.

*HeraCeram®* ist die hochschmelzende Verblendkeramik für Aufbrennlegierungen in einem WAK-Bereich von 13,5 – 14,9  $\mu\text{m}/\text{mK}$ . Aufgrund der niedrigen Brenntemperaturen von maximal 880 C können alle Legierungen in diesem WAK-Bereich sicher verarbeitet werden. Zur ästhetischen Gestaltung bietet *HeraCeram®* neben optimal auf einander abgestimmte Opaker, Dentin- und Schneidmassen ein umfassendes Sortiment an Individualmassen. Sie erzielen auch bei geringen Schichtstärken zuverlässige Farbergebnisse. Die Standfestigkeit der Massen und der geringe Brennschrumpf sorgen für eine hohe Formstabilität der Verblendung. Mit einer dichten, extrem glatten Oberfläche schützt *HeraCeram®* den Antagonisten und sorgt für hohe Plaquesresistenz und Gingivafreundlichkeit.