



Screw-In Bürsten

Packung 100 Stück weiß ISO 035



Artikelnr.: 100820
Hersteller: Edenta
Gewicht: 0.052 kg
Höhe: 11 mm
Breite: 76 mm
Länge: 109 mm

€ 43,77

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Bürsten weiß ISO 035

Nylon-Bürsten mit Schraubgewinde zur Beseitigung von Zahnbelägen, mit Polierpaste. Zum Einschrauben in alle bekannten Prophylaxe-Winkelstücke oder in das wiederverwendbare Schraub-Mandrell 4039RA.

Großer Kelch - Zur Großflächigen Politur in Front- und Seitenzahnbereichen.

Kleiner Kelch - Zur Politur von Front- / und Zahnhals-Bereichen sowie von okklusalen Reliefs in Seitenzahnbereichen.