



GERL.

Chirurgie Knochenfräser nach Lindemann RF166

Packung 3 Stück RAL, Figur 409, 10 mm, ISO 021



Artikelnr.: 101501
Hersteller: Edenta
Gewicht: 0.006 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 71 mm
Länge: 80 mm

€ 30,69

Zzgl. MwSt.

Packung 3 Fräser RAL, Figur 409, Kopflänge: 10 mm, ISO 021

Knochenfräser nach LINDEMANN.

- Kieferchirurgie
- Max. Drehzahl: 3.000 U/min.