



## Diamantschleifer 545

Packung 5 Stück rot fein, FG, Figur 545, 6 mm, ISO 016



Artikelnr.: 10199  
Hersteller: Horico  
Gewicht: 0.003 kg  
Höhe: 5 mm  
Breite: 60 mm  
Länge: 99 mm

**€ 21,49**

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Schleifer rot fein, FG, Figur 545, Kopflänge: 6 mm, ISO 016

- Normal-Körnung (80-120  $\mu$ )
- schwarz = extra-grob (180  $\mu$ )
- grün = grob (120-135  $\mu$ )
- rot = fein (45  $\mu$ )
- gelb = extra-fein (35  $\mu$ )
- weiß = ultra fein (5-15  $\mu$ )
- orange = UU-fein (2-4  $\mu$ )
- Kronen und Brücken - Vollverblendkronen, Vollkeramik-Kronen, Vollkeramik, Inlays und Onlays, Metall-Keramik-Kronen, Zahnrestauration - Komposit-Restaurationen
- Drehzahl (ISO 005-014) 450.000 U/min., Drehzahl (ISO 016-023) 300.000 U/min.