



PermaCem 2.0

Packung 9 g Spritze A2 universal, 15 Smartmix-Tips Short, 5 Smartmix-Tips Endo M



Artikelnr.: 102758

Hersteller: DMG

Gewicht: 0.144 kg

Höhe: 48 mm

Breite: 111 mm

Länge: 193 mm

€ 97,48

Zzgl. MwSt.

Packung 9 g Spritze A2 universal, 15 Smartmix-Tips Short, 5 Smartmix-Tips Endo M

PermaCem 2.0 - selbstadhäsiver, dualhärtender Zement.

- Selbstadhäsiver Zement mit hoher natürlicher Eigenhaftung auf Zirkon, zur permanenten Befestigung von Inlays, Onlays, Wurzelstiften und von Kronen und Brücken auf Implantat-Abutments
- Universell einsetzbar, zuverlässiger Halt auch auf Silikat- und Oxidkeramiken, Edelmetall, NEM und Compositen
- Einfachste Überschussentfernung, kein Tropfen, außergewöhnliche Fließfähigkeit unter Druck, zeitsparende Anwendung