



## Applikationskanülen Redesign 0,9 mm

Packung 20 Stück



Artikelnr.: 103292  
Hersteller: Ivoclar  
Gewicht: 0.009 kg  
Höhe: 18 mm  
Breite: 53 mm  
Länge: 65 mm

**€ 14,97**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 20 Applikatoren

Applikationskanülen Redesign Ø 0,9 mm für Tetric EvoFlow, IPS Empress Direct Flow und IPS Empress Direct opaque.