



Omnizid

Kanister 10 Liter Neutral



Artikelnr.: 10333
Hersteller: OMNIDENT
Gewicht: 9.483 kg
Höhe: 303 mm
Breite: 199 mm
Länge: 234 mm

€ 38,22

Zzgl. MwSt.

Kanister 10 Liter Omnizid Neutral

Gebrauchsfertige, aldehydfreie Sprüh- und Wischdesinfektion auf Basis von Alkoholen und Quats zur wirksamen und schnellen Flächendesinfektion. Eignet sich hervorragend zur Schnelldesinfektion von Hand- und Winkelstücken, sowie von Alginat- und Silikon-Abdrücken. Materialschonend bei der Desinfektion von Mundprothesen. *Omnizid* hat einen angenehmen, frischen Duft und extrem kurze Einwirkzeiten. VAH-gelistet. Wirkungsspektrum: Bakterizid (inklusive MRSA), levurozid (*candida albicans*), tuberkulozid, wirksam gegenüber behüllten Viren (z. B. HBV/HIV/ HCV/Vaccinia) und H1N1 (Schweinegrippe) Begrenzt viruzid Plus. Einwirkzeit nach den Standardmethoden der VAH: Konz.: 1 Minute*; HBV/HCV/ HIV/Vaccinia und H1N1-Inaktivierung: Konz.: 1 Minute*.

*(kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH-Liste: 5 Minuten)

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.