



## Diamantscheibe 393

Stück oval perforiert, rot fein, HP, Figur 393, 0,15 mm, ISO 220



Artikelnr.: 10343  
Hersteller: Edenta  
Gewicht: 0.018 kg  
Höhe: 68 mm  
Breite: 35 mm  
Länge: 37 mm

**€ 16,37**

Zzgl. MwSt.

**Stück** Scheibe oval perforiert, rot fein, HP, Figur 393, 0,15 mm, ISO 220

Superflex. Scheibe mit ovaler Perforation in feiner Diamantkörnung, zum Separieren und Konturieren von Keramik. Vorteile - weiches Arbeiten bei hohem Materialabtrag, hohe Flexibilität, gute Durchsicht.

- Max. Drehzahl 15.000 U/min.
- Verblend- und Keramiktechnik