



Diamanten 369

Packung 5 Stück gelb superfein, FG, Figur 263 Knospe, 5,5 mm, ISO 025



Artikelnr.: 103457
Hersteller: Edenta
Gewicht: 0.004 kg
Höhe: 6 mm
Breite: 47 mm
Länge: 81 mm

€ 9,44

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Diamanten gelb superfein, FG, Figur 263 Knospe, Kopflänge: 5,5 mm, ISO 025

- schwarz (SG) - supergrob - Zum sehr schnellen Abtragen und Entfernen alter Füllungen
- grün (G) - grob - Zum schnellen Abtragen und Vorschleifen
- farblos - Standard - Zum universellen Beschleifen der Zahnschmelze
- rot (F) - fein - Zum Feinschleifen von vorpräparierten Zahnoberflächen
- gelb (C) - superfein - Zum Finieren von Kompositfüllungen und Füllungsrandern
- weiß (UF) - ultrafein - Zum Glätten von Kompositen, Kompomeren und anderen Materialien
- Kronenpräparation, Füllungsbearbeitung