



Diamantschleifer 277

Stück gelb x-fein, FG, Figur 277, 4,5 mm, ISO 023



Artikelnr.: 104286
Hersteller: Horico
Gewicht: 0.004 kg
Höhe: 30 mm
Breite: 10 mm
Länge: 30 mm

€ 8,21

Zzgl. MwSt.

Stück Schleifer gelb x-fein, FG L, Figur 277, Kopflänge: 4,5 mm, ISO 023

- Normal-Körnung (80-120 μ)
- schwarz = extra-grob (180 μ)
- grün = grob (120-135 μ)
- rot = fein (45 μ)
- gelb = extra-fein (35 μ)
- weiß = ultra fein (5-15 μ)
- orange = UU-fein (2-4 μ)
- Kronen und Brücken - Vollkeramik-Kronen, Metall-Keramik-Kronen, partielle Verblendkronen
- Drehzahl (ISO 005-014) 450.000 U/min., Drehzahl ISO (016-023) 300.000 U/min., Drehzahl ISO (025-045) 120.000 U/min.