



## STAINBUSTER®

Packung 6 Stück Standard 2504, RA



Artikelnr.: 104512  
Hersteller: PRODENT  
Gewicht: 0.005 kg  
Höhe: 6 mm  
Breite: 65 mm  
Länge: 90 mm

**€ 15,00**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung 6 Polierer Standard 2504, RA**

STAINBUSTER® Zirkon-Glasfaser-Polierer.

- Entfernung von Verfärbungen sowie verfärbten Belägen
- Reinigung des Schmelzes nach Ultraschallbehandlung
- Entfernung von Zementüberschuss
- Entfernung von Zementresten nach Abnahme von Brackets
- Wurzelglättung nach Scaling zur verbesserten Heilung
- Keine Beschädigung des Zahnschmelzes
- Gleitet über Weichgewebe ohne zu verletzen
- Keine Abrasion von Keramik
- Selbstschärfend und kontinuierlicher Abrasionseffekt
- Zur Verwendung im Winkelstück -Maximal 10.000 U/min
- Unter leichtem Druck und Wasserspray
- Sterilisierbar im Autoklaven bis 135°C