



## Zirkondiamanten HST

Packung 2 Stück, weiß/blau, HP, Figur 199, ISO 016



Artikelnr.: 104930  
Hersteller: DFS-Diamon  
Gewicht: 0.017 kg  
Höhe: 61 mm  
Breite: 32 mm  
Länge: 35 mm

**€ 8,61**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 2 Diamanten, weiß/blau, HP, Figur 199, ISO 016

Speziell beschichtete Diamanten zur Zirkonbearbeitung im Handstück. Drehzahl 5' - 30.000 U/min.