



Endobohrer C269GK

Packung 3 Stück FG XXL, Figur 219, 9 mm, ISO 016



Artikelnr.: 104978
Hersteller: Edenta
Gewicht: 0.009 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 71 mm
Länge: 80 mm

€ 28,06

Zzgl. MwSt.

Packung 3 Bohrer FG XXL, Figur 219, Kopflänge: 9 mm, ISO 016

Der optimierte Bohrer zum trichterförmigen Öffnen aller Pulpakammern. Spezialbohrer mit "abgerundetem Ende" (GK) zur Eröffnung und Erweiterung der Pulpakammer. Das abgerundete und stumpfe Ende (GK) verhindert eine eventuelle Perforation des Pulpakammer-Bodens sowie der Wurzelwände. Vibrationsfreies Arbeiten durch spiralförmige Schneiden, welche eine rasche Abfuhr des Dentins gewährleisten.

- Wurzelkanalaufbereitung
- Drehzahl 160.000 U/min.