



ApproxOpener

Packung 3 Stück ohne Diamantbelag



Artikelnr.: 105103
Hersteller: INTENSIV SA
Gewicht: 0.02 kg
Höhe: 15 mm
Breite: 79 mm
Länge: 125 mm

€ 50,19

Zzgl. MwSt.

Packung 3 Strips ohne Diamantbelag

Manueller Metallstrip mit Säge zur Öffnung enger Interdentalräume während des kieferorthopädischen Protokolls (einseitig und doppelseitig diamantierte Version) und Entfernung von überschüssigem Material nach adhäsiven Restaurationen (Version ohne Diamantierung). Sterilisierbar und wiederverwendbar. 3 Versionen: gezackt ohne Diamantierung, gezackt und einseitig diamantiert (8 µm), gezackt und doppelseitig diamantiert (8 µm).