



SOPIRA® Carpule® Kanülen

Refill Packung 100 Stück für 30G, 16 mm, kurzer Anschliff, grün, Typ Injektion Periapikalisch



Artikelnr.: 105352

Hersteller: Kulzer

Gewicht: 0.182 kg

Höhe: 55 mm

Breite: 76 mm

Länge: 203 mm

€ 14,65

Zzgl. MwSt.

Refill Packung 100 Kanülen für 30G, 16 mm, kurzer Anschliff, grün, Typ Injektion Periapikalisch

Kanülen in Arzneimittel-Qualität: Doppelter Facettenschliff und spezielle Silikonbeschichtung garantieren ein weiches Gleiten durch alle Gewebезonen. Kunststoffkonus mit vorgestanztem Gewinde für leichtes und sicheres Abschrauben der Spitze. Geeignet für alle gängigen Spritzensysteme. Die neue Regenbogen-Farbcodierung, die als farbige Papierbänderolen auf den Nadeln angebracht sind, ermöglichen eine einfache Unterscheidung der Nadelgrößen. Gamma-sterilisiert. Sichere Handhabung.