



ID 212 Instrumenten-Desinfektion

Flasche 2,5 Liter



Artikelnr.: 10576
Hersteller: Dürr Dental
Gewicht: 2.85 kg
Höhe: 300 mm
Breite: 100 mm
Länge: 160 mm

€ 46,21

Zzgl. MwSt.

Flasche 2,5 Liter

Konzentrat zur Reinigung und Desinfektion von Instrumenten mit guter Materialverträglichkeit.

- Geeignet für allgemeines, chirurgisches und rotierendes Instrumentarium
- Besonders kurze Einwirkzeit
- Hervorragende Materialverträglichkeit bei Instrumenten mit Gummi-/Silikonanteil
- Wirkungsspektrum: Bakterizid, tuberkulozid im Ultraschallgerät, levurozid, begrenzt viruzid (behüllte Viren inkl. HBV, HCV, HIV und Coronaviren) sowie unbehüllte Adenoviren und Noroviren
- VAH-Liste, IHO-Desinfektionsmittelliste. Begrenzt viruzid gemäß DVV/RKI-Leitlinie. Geprüft gemäß DVV/RKI-Leitlinie, EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 17111