



Ausarbeitungsstein 9573X

Packung 5 Stück blau, HP, Figur 275, 24 mm, ISO 100



Artikelnr.: 106273
Hersteller: Hager & Meisinger
Gewicht: 0.5 kg

€ 110,04

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Schleifer blau, HP, Figur 275, Kopfänge: 24 mm, ISO 100

Innovatives und kunstharzgebundenes Instrument zum groben Abtragen von Kunststoffen und zum Beschleifen von Gips. Speziell Thermoplaste und Silikone sowie glänzende Acrylate lassen sich effizient und ohne Schmelzeffekte bearbeiten.

- Niedriger Drehzahlbereich (empfohlen: 5.000 - 7.000 U/min.)
- Minimierte Wärmeentwicklung
- Schnell und effizient
- Multifunktionale Anwendung
- Sehr beständig
- Kein Verschmelzen