



Astringedent™ X

Flasche 30 ml Flüssigkeit



Artikelnr.: 106290
Hersteller: Ultradent Products
Gewicht: 0.128 kg
Höhe: 43 mm
Breite: 46 mm
Länge: 79 mm

€ 46,63

Zzgl. MwSt.

Flasche 30 ml Flüssigkeit

Das Hämostatikum *Astringedent™ X* ist eine 12,7%ige Eisenlösung, die auch schwer stillbare Blutungen schnell stoppt. Sie enthält zu gleichen Teilen Eisensulfat und Eisensubulfat. Hinweis: Verdünntes *Astringedent™ X* Hämostatikum ist nicht gleichzusetzen mit den Hämostatika ViscoStat oder Astringedent.

Verwenden Sie *Astringedent™ X*, wenn ein stärkeres, potenteres Hämostatikum notwendig ist und wenn das Erreichen einer soliden Hämostase schwieriger ist, z. B. bei schwer zu stillenden, starken Blutungen.

- Behandelt wirksam schwer stillbare Blutungen
- Weniger ätzend als andere Eisensubulfatlösungen