



Multilink® Automix

Refill Packung 9 g Multilink Automix Spritze transparent, 15 Mischkanülen



Artikelnr.: 106387

Hersteller: Ivoclar

Gewicht: 0.087 kg

Höhe: 43 mm

Breite: 57 mm

Länge: 207 mm

€ 173,64

Zzgl. MwSt.

Refill Packung 9 g Multilink Automix Spritze transparent, 15 Mischkanülen

Multilink® Automix ist das adhäsive Befestigungs-System für die Befestigung von indirekten Restaurationen aus Silikat- und Oxidkeramik (z.B. IPS e.max), Metall und Metallkeramik sowie Composite.

Neu: optimierte Formel, zusätzliche Farbe „Weiss“, Try-In Pasten und optimiertes Handling. Zur Simulation und Kontrolle der Farbwirkung der Restauration mit der gewählten Farbe von *Multilink® Automix* stehen jetzt entsprechende Try-In Pasten auf Glycerin-Basis zur Verfügung.