



## Combi-Stopper-Verschlusskoneen

Packung 100 Stück blau

---



Artikelnr.: 10715  
Hersteller: B. Braun  
Gewicht: 0.135 kg  
Höhe: 123 mm  
Breite: 68 mm  
Länge: 145 mm

**€ 15,00**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 100 Verschlusskoneen blau

- Aus Polyethylen (PE)
- Zum idealen Verschließen aller weiblichen und männlichen Luer-Anschlüsse
- Steriler Verschluss aller Arten von Anschlüssen am Infusions-Set
- Sicherer Verschluss von vorgefüllten Spritzen