



Omnizid 35

Sprühflasche 500 ml Neutral



Artikelnr.: 107152
Hersteller: OMNIDENT
Gewicht: 0.581 kg
Höhe: 153 mm
Breite: 104 mm
Länge: 226 mm

€ 5,88

Zzgl. MwSt.

Sprühflasche 500 ml Desinfektionsmittel Neutral

Schnelldesinfektion mit reduziertem Alkoholanteil und deutlich besserer Verträglichkeit für Flächen und Anwender (keine Atemwegsreizung). Die meisten Einheitenhersteller empfehlen eine Schnelldesinfektion mit einem reduzierten Alkoholgehalt, damit der Kunststoff nicht vorzeitig spröde wird. Ideal für die tägliche bzw. mehrfach tägliche Benutzung auf kleinen Flächen und (nichtinvasiven) Medizinprodukten. Nicht für Acryl- bzw. Plexiglasflächen geeignet. *Omnizid 35* besitzt ein umfassendes Wirkungsspektrum innerhalb 1 Minute* und eine sehr große Wirkungsbreite (gegen Bakterien, Hefen, behüllte Viren, Tuberkulose gemäß Etikettenangaben nach VAH) begrenzt Viruzid. Sehr angenehme dezente Düfte erleichtern das tägliche Arbeiten zusätzlich. Gleichbleibend gewohnte hohe antimikrobielle Sicherheit durch ein umfassendes Wirkungsspektrum: Bakterien und *Candida albicans* nach den Standardmethoden der VAH und EN 13697 (hohe Belastung), TbB (Tuberkulose)-Inaktivierung nach DGHM, behüllte Viren (z.B. HBV, HIV, HCV) nach RKI/DVV und Noro-Viren nach EN 14476:1 Minute.* Niedrige Belastung.

*(kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH Liste: 5 Minuten)

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.