




Micro-Instrumente

Packung 3 Micro-Opener Taper.04 ISO 010



Artikelnr.: 10729
Hersteller: Dentsply Sirona
Gewicht: 0.04 kg
Höhe: 11 mm
Breite: 74 mm
Länge: 206 mm

€ 35,96

Zzgl. MwSt.

Packung 3 Micro-Opener Taper.04 ISO 010

Endodontische Spezialinstrumente für optimale Sicht auf den Operationsraum. Dank des ergonomischen Handgriffs bleibt die Hand des Behandlers außerhalb des Mundes. Besonders geeignet für die Arbeit mit dem OP-Mikroskop.

Micro-Opener - Spezial-Feile aus Edelstahl mit zierlichem ergonomischem Griff, erhältlich in den Konizitäten 4 % oder 6 %, Länge 17 mm. Für die Lokalisierung und den erleichterten Zugang zu den Wurzelkanälen.

Micro-Debrider - Spezial-Hedstroemfeile aus Edelstahl mit zierlichem ergonomischem Griff, Konizität 2 %, Länge 16 mm. Für die Entfernung von Gewebe, Guttapercha etc.