



GERL.

Multilink® Automix

Multilink Automix Spritze 1,7 g Try-in Paste transparent



Artikelnr.: 107638
Hersteller: Ivoclar
Gewicht: 0.016 kg
Höhe: 23 mm
Breite: 105 mm
Länge: 210 mm

€ 24,97

Zzgl. MwSt.

Multilink Automix Spritze 1,7 g Try-in Paste transparent

Multilink® Automix ist das adhäsive Befestigungs-System für die Befestigung von indirekten Restaurationen aus Silikat- und Oxidkeramik (z.B. IPS e.max), Metall und Metallkeramik sowie Composite.

Neu: optimierte Formel, zusätzliche Farbe „Weiss“, Try-In Pasten und optimiertes Handling. Zur Simulation und Kontrolle der Farbwirkung der Restauration mit der gewählten Farbe von *Multilink® Automix* stehen jetzt entsprechende Try-In Pasten auf Glycerin-Basis zur Verfügung.