



## HyFlex® CM

Packung 6 Stück 31 mm, Taper.04 ISO 015

---



Artikelnr.: 107730  
Hersteller: COLTENE  
Gewicht: 0.036 kg  
Höhe: 18 mm  
Breite: 66 mm  
Länge: 120 mm

**€ 59,61**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 6 NiTi-Feilen 31 mm, Taper.04 ISO 015

Die bewährte regenerative NiTi-Feile *HyFlex® CM* gibt es ab sofort auch als vorsterilisierte Feile. Industriell gereinigt und einzeln verpackt ist sie sofort verwendbar und verkürzt damit die Rüstzeit vor der Behandlung erheblich. Zudem entspricht sie höchsten Hygienestandards und weist dieselben Vorteile wie die klassische *HyFlex® CM* auf: Ihre extrem hohe Bruchfestigkeit garantiert sicheres Arbeiten von der Aufbereitung bis zur Obturation. Neben der bekannten Sequenz (6 Instrumente) in 21 und 25 mm Länge, ist die *HyFlex® CM* jetzt zusätzlich in 31 mm Länge erhältlich. Dies ermöglicht ein noch einfacheres Arbeiten, beispielsweise beim Einsatz elektronischer Messgeräte.