



## Service-Öl für Assistina 3x3

Stück 1.000 ml Reinigungslösung MC-1100

---



Artikelnr.: 107785  
Hersteller: W&H  
Gewicht: 1.153 kg  
Höhe: 330 mm  
Breite: 100 mm  
Länge: 100 mm

**€ 20,59**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Stück** 1.000 ml Activefluid Reinigungslösung, MC-1100

Reinigungs- und Pflegeöle die auf die speziellen Erfordernisse der Instrumentenpflege mit dem Pflegesystem Assistina abgestimmt sind. Neben den technischen Vorteilen ist der Einsatz von Luft als Treibmittel äußerst umweltfreundlich.