

## Synea Vision Hand- und Winkelstücke

Stück Handstück 1:1, HK-43 LT



Artikelnr.: 107786

Hersteller: W&H

Gewicht: 0.216 kg

Höhe: 35 mm

Breite: 180 mm

Länge: 84 mm

**€ 690,00**

*Zzgl. MwSt.*

**Stück** Handstück 1:1, HK-43 LT, Single Spray, mit Licht

Die Ausstattungslinie für höchste Ansprüche: Mit der Ausstattungslinie Synea Vision hat W&H eine Instrumentenserie von höchster Qualität entwickelt. Zwei Schnellläufer-Kopfgrößen sorgen für überraschende Zugangsmöglichkeiten. Und eine spezielle Beschichtung für noch mehr Ästhetik – und Langlebigkeit.

- Laufruhe: Spürbar ruhiger – dank spezieller Keramikugellager
- Monobloc Design: Ergonomie aus einem Guss – für optimale Hygienebedingungen
- Unterschiedliche Kopfgrößen für optimale Zugangsmöglichkeiten
- Verlässlichkeit: Höchste Qualität und lange Lebensdauer
- Garantie 36 Monate