



## Service-Öl für Assistina 3x3

Packung 6 x 1.000 ml Reinigungslösung MC-1100

---



Artikelnr.: 107787  
Hersteller: W&H  
Gewicht: 7.445 kg  
Höhe: 320 mm  
Breite: 290 mm  
Länge: 260 mm

**€ 15,00**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 6 x 1.000 ml Activefluid Reinigungslösung, MC-1100

Reinigungs- und Pflegeöle die auf die speziellen Erfordernisse der Instrumentenpflege mit dem Pflegesystem Assistina abgestimmt sind. Neben den technischen Vorteilen ist der Einsatz von Luft als Treibmittel äußerst umweltfreundlich.