



GC FIT CHECKER™ Advanced

Packung 2 x 62 g Doppelkartusche weiß, Zubehör



Artikelnr.: 108107

Hersteller: GC

Gewicht: 0.23 kg

Höhe: 51 mm

Breite: 93 mm

Länge: 128 mm

€ 15,00

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 62 g Doppelkartusche weiß, 3 Mischkanülen IIS rosa, 3 Mischkanülen IISS gelb

Weißes VPES-Silikon zur Überprüfung der Passgenauigkeit. *GC Fit Checker® Advanced* ist ein Vinyl-Polyether-Material zur Überprüfung von Druckstellen und der Passgenauigkeit von Kronen, Brücken, gegossenen Stiften, Inlays und Prothesen. Aufgrund seiner Konsistenz (sehr dünnfließend) und Hydrophilie ist *GC Fit Checker® Advanced* sehr praktisch anzuwenden und ermöglicht die genaue Kontrolle der Passung von Zahnersatz.

- Verfügbar als Handmisch- und Automix-(Kartuschen-) Variante
- Aufgrund der Thixotropie einfache Anwendung
- Minimale Materialstärke, dennoch sehr exakte Wiedergabe jedes Details
- Hohe Reißfestigkeit, um das Material nach der Überprüfung der Passung einfacher entfernen zu können
- Härteres Material, so ist eine reibungslose und einfache Bearbeitung mit der Fräse möglich
- Verarbeitungszeit: 1 Minute
- Mindestverweildauer im Mund: 1 Minute