



## Detaseal® antilock

Packung 50 ml Base, 50 ml Katalysator, 6 Mischkanülen gelb, 6 Intra-Oral Tips gelb



Artikelnr.: 108248  
Hersteller: DETAX  
Gewicht: 0.151 kg  
Höhe: 58 mm  
Breite: 62 mm  
Länge: 136 mm

**€ 27,47**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 50 ml Base, 50 ml Katalysator, 6 Mischkanülen gelb, 6 Intra-Oral Tips gelb

VPS Spacer-Silikon, verhindert ein Verblocken in Unterschnitten, dünnfließende Softkonsistenz. Erleichtert die sichere Entformbarkeit und Mundentnahme, auch bei ausgeprägten Retentionsgebieten innerhalb des Abformbereiches. Vielseitig in Unterschnittgebieten einsetzbar (weitgeöffneten Interdentalräumen, Schwebelbrücken oder Stegkonstruktionen, in der Stabilität reduzierten gelockerten Zähnen, etc.). Kurze Mundverweildauer, maximales Rückstellvermögen nach Dehnung, hochelastisch beim Entformen, reifest. Farbe: Base pink, Katalysator wei 1:1.