



## PreVISION® Temp

Refill Packung 50 ml Doppelkartusche A3, 12 Mixing Tips

---



Artikelnr.: 108450  
Hersteller: Kulzer  
Gewicht: 0.192 kg  
Höhe: 131 mm  
Breite: 56 mm  
Länge: 98 mm

**€ 95,98**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Refill Packung** 50 ml Doppelkartusche A3, 12 Mixing Tips, 1 Gebrauchsanweisung, 1 Arbeitskarte

*PreVISION® Temp* ist ein selbsthärtendes 2-Komponenten Material für die provisorische Kronen- und Brückenversorgung in der praktischen 10:1 Automix-Kartusche. Dank seiner guten mechanischen Eigenschaften eignet sich das Material für kleinere Provisorien ebenso wie für mehrgliedrige Brücken. Die 6 erhältlichen VITA Farben sind perfekt mit Venus Diamond Flow abgestimmt und ermöglichen eine temporäre Versorgung mit hohem ästhetischen Anspruch.