



## Snap-On Cups

Packung 100 Stück weiß ISO 060, unmontiert



Artikelnr.: 108476  
Hersteller: Edenta  
Gewicht: 0.027 kg  
Höhe: 20 mm  
Breite: 68 mm  
Länge: 102 mm

**€ 15,00**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 100 Bürsten weiß ISO 060, unmontiert

Snap-On Polierer mit Spritzschutz, ohne Abrasivstoffe zur Beseitigung von Zahnbelägen, mit Polierpaste. In Verwendung mit dem wiederverwendbarem Snap-On Mandrell 4037RA. Optimale Drehzahl 1.500 U/min.

Cup weiß - Standard Polierer, zum Entfernen von Zahnbelag und zum Polieren.

Cup rosa - Weicher Polierer, zum Entfernen von Zahnbelag in Sulkusnähe, zur Schonung des Weichgewebes.

Cup gelb - Harter Polierer, zum Entfernen von starkem Zahnbelag und Verfärbungen.