



TOPDENT Original Calibris Bürste

Packung 10 Stück 3-reihig, Einlage, Chungking 20 mm, Ø 80 mm



Artikelnr.: 108586
Hersteller: Kentzler-Kaschner
Gewicht: 0.3 kg
Höhe: 218 mm
Breite: 87 mm
Länge: 89 mm

€ 65,21

Zzgl. MwSt.

Packung 10 Bürsten 3-reihig mit Leineneinlage, Chungkingborsten 20 mm, Ø 80 mm

Polierbürsten für den Poliermotor. 3-reihig mit Leineneinlagen zur Normal- und Hochglanzpolitur. Hohe Standfestigkeit. Kunststoffkern. Chungkingborsten. - 20 mm.