



CeraPol Adjustment

Kit 41 Stück



Artikelnr.: 108708
Hersteller: Edenta
Gewicht: 0.147 kg
Höhe: 680 mm
Breite: 610 mm
Länge: 830 mm

€ 59,92

Zzgl. MwSt.

Kit 12 x CeraPol Super (grau) unmontiert, 12 x Exa Cerapol (rosa) unmontiert, 12 x Exa Cerapol (weiß) unmontiert, 3 x Schraubmandrell 305 RF - Handstück verstärkt, 2 x Hartmetallfräser (0130.023HP, 5730.045HP)

Set besteht aus 2 HM Fräsern, welche für Keramik besonders gut geeignet sind. 3 Schraubmandrelle sowie 3 Dutzend Polierräder mit unterschiedlicher Körnung. Die weißen Räder werden zum Abtragen und zur Vorpolitur verwendet. Das rosa Rad wird für die Feinpolitur verwendet. Mit dem grauen Rad wird ein absoluter Hochglanz erzielt.

Zum Abtragen 20.000 U/min.

Zum Polieren 10.000 U/min.