



Provil® novo Light

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche fast, 12 Mixing Tips



Artikelnr.: 10876
Hersteller: Kulzer
Gewicht: 0.255 kg
Höhe: 128 mm
Breite: 72 mm
Länge: 211 mm

€ 56,46

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche Silikon fast, 12 Mixing Tips

Provil® novo Light ist ein selbstmischendes Silikon von niedriger Viskosität. Das Material wird in Doppelkartuschen geliefert.

Provil® novo Light ist ein sehr fließfähiges Silikon und somit bestens geeignet zum Abformen schwieriger geometrischer Formen. Nach ca. 4,5 Minuten ist *Provil® novo Light* ausgehärtet und kann vom Objekt abgenommen werden.