



ModelSep

Sprühflasche 236 ml



Artikelnr.: 108833
Hersteller: HPdent
Gewicht: 0.263 kg
Höhe: 185 mm
Breite: 96 mm
Länge: 61 mm

€ 21,30

Zzgl. MwSt.

Sprühflasche 236 ml

ModelSep - Präzise Modellisolierung.

- Saubere Trennung - Gips gegen Gips

- Keine Filmbildung
- Trocknet sofort bei Kontakt
- Auch für kunststoffversetzte Gipse geeignet