



Chirurgie Knochenfräser C254A

Packung 3 Stück FG XXL, Figur 415 , 6 mm, ISO 012



Artikelnr.: 109012

Hersteller: Edenta

Gewicht: 0.005 kg

Höhe: 8 mm

Breite: 71 mm

Länge: 80 mm

€ 41,67

Zzgl. MwSt.

Packung 3 Fräser FG XXL, Figur 415 , Kopflänge: 6 mm, ISO 012

Zur schonenden Behandlung von Knochen- und Zahnhartsubstanz im extralangen (25 mm) und superlangen (30 mm) FG-Schaft.

- Kieferchirurgie
- Drehzahl FG XL - max. 100.000 U/min., opt. 80.000 U/min.
Drehzahl FG XXL - max. 100.000 U/min., opt. 80.000 U/min.
Drehzahl HP - max. 100.000 U/min., opt. 40.000 U/min.
Drehzahl RAL - max. 100.000 U/min., opt. 40.000 U/min.
Drehzahl RA XL - max. 100.000 U/min., opt. 40.000 U/min.