



Implacare® II

Einführungs Kit



Artikelnr.: 109419
Hersteller: Hu-Friedy
Gewicht: 0.041 kg
Höhe: 13 mm
Breite: 84 mm
Länge: 243 mm

€ 44,97

Zzgl. MwSt.

Einführungs Kit 5 Spitzenpaare (4R/4L, 204S, H6/H7, BH5/6, LG1/2), Griff #6

Implacare II - hart zu Ablagerungen, sanft zu Implantaten und Prothesen. Die Scaler der Reihe *Implacare II*, Hu-Friedy's neuester Entwicklung zur Implantatreinigung, verfügen über eine 20 % dünnere Spitze und eine neue Form zur besseren Anpassung an das Implantat. So können Implantate unter möglichst geringer Veränderung der Abutment-Oberfläche effektiv gereinigt werden. Die Einwegspitzen sind aus Plasteel gefertigt, einem hochwertigen Kunstharz, welcher Titan nicht angreift. Plasteel-Instrumente sollten vor der Verwendung im Autoklav sterilisiert werden. Der leichtgewichtige Satin Steel Griff ist ergonomisch geformt für eine optimale Balance und Kontrolle und sorgt dank Rändeldesign für einen sicheren Griff.