



GC everStick®C&B

Refill Packung Glasfaserverstärkung mit ca. 4.000 Fasern, 2 x 12 cm



Artikelnr.: 109811
Hersteller: GC
Gewicht: 0.087 kg
Höhe: 23 mm
Breite: 65 mm
Länge: 165 mm

€ 201,18

Zzgl. MwSt.

Refill Packung Glasfaserverstärkung mit ca. 4.000 Fasern, 2 x 12 cm

GC everStick®C&B Glasfaserverstärkung für minimalinvasive Kompositbrücken. Mit GC everStick®C&B von GC können Sie faserverstärkte Kompositbrücken in nur einer Behandlung herstellen, unter Einsatz eines reversiblen und minimalinvasiven Verfahrens. Diese evidenzbasierte Faserverstärkungstechnologie gibt Ihnen eine metallfreie, kostengünstige Behandlungsmethode als Ergänzung zu Ihrem bisherigen prothetischen Behandlungsspektrum an die Hand. Für jede Indikation zum Ersatz fehlender Zähne, sei es temporär, übergangsweise oder für den Langzeiteinsatz:

- Vollabdeckende Kronen und Brücken
- Oberflächenbefestigte und an Implantaten befestigte Brücken
- Inlay, Onlay und Hybridbrücken