




## Diamantpolierer DCA04/10

Packung 2 Stück blau, HP, Figur 243, 13 mm, ISO 040



Artikelnr.: 110084  
Hersteller: Hager & Meisinger  
Gewicht: 0.005 kg

**€ 31,14**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 2 Polierer blau, HP, Figur 243, Kopflänge: 13 mm, ISO 040

2-Stufen System. Erste Stufe glätten und vorpolieren. Zweite Stufe Hochglanzpolitur. Diamantenpoliersystem für CAD/CAM Restaurationen, Oxidkeramiken und Zirkoniumoxid.

- 1. Stufe Blau = Glätten/Vorpolitur
- 2. Stufe Beige = Hochglanzpolitur
- Verblend- und Keramiktechnik
- Empfohlene Drehzahl 7.000 - 12.000 U/min. Max. Drehzahl 20.000 U/min