



Müller-Omicron Mischkanülen NT gelb

Packung 50 Stück NT, gelb



Artikelnr.: 110087
Hersteller: Müller-Omicron
Gewicht: 0.167 kg
Höhe: 45 mm
Breite: 139 mm
Länge: 201 mm

€ 34,03

Zzgl. MwSt.

Packung 50 Mischkanülen NT, gelb

Mischkanülen für Aqium 3D, Aqium 3D LIGHT, Aqium 3D MEDIUM, Aqium 3D BITE. Verwendbar nur für die 50 ml Kartuschen.