



Zirkon Diamond 5901

Kit 17 Diamanten



Artikelnr.: 110245
Hersteller: Hager & Meisinger
Gewicht: 0.056 kg
Höhe: 31 mm
Breite: 32 mm
Länge: 58 mm

€ 128,37

Zzgl. MwSt.

Kit 17 Diamanten (2 x Z0850 blau ISO 018, 1 x Z850 rot ISO 018, 2 x Z0863 blau ISO 012, 1 x Z863 rot ISO 012, 2 x Z0833 blau ISO 023, 1 x Z833 rot ISO 023, 2 x Z801L blau ISO 010, 3 x Z0801 blau ISO 010, 3 x blau Z838L ISO 014), FG

Die Instrumente sind speziell für die Anforderungen empfindlicher Zirkonoxid-Oberflächen entwickelt. Verschiedene Körnungen ermöglichen die optimale Bearbeitung unterschiedlicher Indikationen.

- Ausarbeitung tiefer Kroneninnenflächen
- Optimal zur Bearbeitung der Ränder und zur interdentalen Ausarbeitung
- Zur okklusalen und lingualen Reduktion
- Überarbeitung labialer Flächen und Entfernung von Kontaktpunkten
- Bedarf nur einer geringen Anpresskraft